



# Maschera Respirazione Facciale

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) **53713**EAN / GTIN **6922166510572**Confezione **1**

Maschera facciale - piccola Maschere ermetiche, leggere e morbide; si adattano automaticamente alla forma del viso. Gli sfiati a nido d'ape sono studiati per garantire delicatezza e funzionamento silenzioso. Il connettore a sgancio rapido facilita la separazione del tubo dalla maschera. Bretelle di fissaggio in tessuto morbido e delicato sulla pelle, per il massimo confort. Adatte per macchine Yuwell, Resmed, Philips, Fisher & Paykel e per la maggior parte delle altre in commercio. Intervallo pressione terapia: 4-30 cm H<sub>2</sub>O. Connettore tubo: 22 mm. Peso: 119 g

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
53713	Cod. 53713	6922166510572	1
53714	Cod. 53714	6922166510589	1
53715	Cod. 53715	6922166510596	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**R0301010201**

EAN / GTIN

**6922166510572**

CODICE GEF

**53713**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697