



Elettrodi Ecg Ambu Whitesensor Ws-00-S/50

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **53904**

EAN / GTIN **28906035282694**

Confezione **1**

AMBU® WhiteSensor Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo confort per il paziente e qualità del segnale. AMBU® WHITESENSOR WS-00-S/50

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codice AMBU: WS-00-S/50
- Descrizione: WhiteSensor WS-00-S/50
- Applicazione: Breve termine
- Tipo di gel: Solido
- Materiale di supporto: Foam
- Dimensioni (mm): 36 x 40
- Forma: Lacrima
- Vita del prodotto* (mesi): 30
- Radiotrasparenza: NO
- Tipo di connettore: Snap
- Minimo di vendita: Confezione da 600 pezzi.
- Confezionamento: 12 sacchetti da 50 pz.

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

28906035282694

CODICE GEF

53904



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it