



## Elettrodi ECG Ambu Whitesensor

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 53906

EAN / GTIN 18906035283342

Confezione 1

AMBU® WhiteSensor Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo confort per il paziente e qualità del segnale. AMBU® WHITESENSOR 0315M

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codice AMBU: 0315M
- Descrizione: WhiteSensor 0315M
- Applicazione: Breve termine
- Tipo di gel: Solido
- Materiale di supporto: Polimero
- Dimensioni (mm): 35 x 21
- Forma: Linguetta
- Vita del prodotto\* (mesi): 24
- Radiotrasparenza: SI
- Tipo di connettore: Tab
- Minimo di vendita: Confezione da 500 pezzi.
- Confezionamento: 10 sacchetti da 100 pz.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
53906	0315M	18906035283342	1
53902	4200	18906035282987	1
53912	4500M	18906035282888	1
53900	4540	18906035282970	1

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

18906035283342

CODICE GEF

53906



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)