



Elettrodi Ecg Ambu Whitesensor 4500M-H

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 53910

EAN / GTIN 18906035282918

Confezione 1

AMBU® WhiteSensor Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo confort per il paziente e qualità del segnale. AMBU® WHITESENSOR 4500M-H

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codice AMBU: 4500M-H
- Descrizione: WhiteSensor 4500M-H
- Applicazione: Sotto sforzo / Breve termine
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Foam
- Dimensioni (mm): 50 x 48
- Forma: Rotonda
- Vita del prodotto* (mesi): 24
- Radiotrasparenza: NO
- Tipo di connettore: Snap
- Minimo di vendita: Confezione da 300 pezzi.
- Confezionamento: 5 sacchetti da 60 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
C020501EAN / GTIN
18906035282918CODICE GEF
53910

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it