



# Elettrodi Ecg Ambu Whitesensor 4500M

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 53912

EAN / GTIN 18906035282888

Confezione 1

AMBU® WhiteSensor Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo confort per il paziente e qualità del segnale. AMBU® WHITESENSOR 4500M

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codice AMBU: 4500M
- Descrizione: WhiteSensor 4500M
- Applicazione: Sotto sforzo / Breve termine
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Foam
- Dimensioni (mm): 50 x 48
- Forma: Rotonda
- Vita del prodotto\* (mesi): 24
- Radiotrasparenza: SI
- Tipo di connettore: Snap
- Minimo di vendita: Confezione da 300 pezzi.
- Confezionamento: 10 sacchetti da 30 pz.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

18906035282888

CODICE GEF

53912



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.