



ECG connector
Connettore ECG
Connecteur ECG



Snap

Cavo Paziente Ecg 3,5 M

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **54022**

EAN / GTIN **8023279540222**

Confezione **1**

CAVO PAZIENTE ECG 10 DERIVAZIONI • Derivazioni: Snap •
Lunghezza cavo (Lunghezza dal connettore al giogo): 3,5 m
COMPATIBILITA' (MARCHIO E MODELLI) • ASPEL: Tutti i modelli con
connettore Dsub 15 piedini e viti • BIONET: Cardiocare 2000,
Cardiotouch 3000, Cardio 7, Cardio 7_S, Cardiocare 3000_S

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12050380

EAN / GTIN

8023279540222

CODICE GEF

54022



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697