



NEO ECG S120 Tablet ECG Connettore Banana

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 54230

EAN / GTIN 8023279542301

Confezione 1

NEO ECG S120 TABLET ECG CONNETTORE BANANA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Derivazioni ECG: acquisizione sincrona 9,12
- Risoluzione A/D: 24 bit
- Intervallo frequenza cardiaca: 30 bpm - 300bpm \pm 1
- Sensibilità: auto, 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, errore inferiore a \pm 5%
- Velocità di stampa: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, errore inferiore a \pm 3%
- Frequenza di campionamento: 32000 campioni/sec
- Filtri: CA (50-60 Hz, off), EMG (25-35-45 Hz off) ADS (0,01-0,05-0,32-0,67 Hz)
- Filtro passabasso (75-100-150-300 Hz off)
- Risposta in frequenza: 0,01-350 Hz (+ 0,4-3,0 db)
- Segnale minimo rilevabile: 20 μ Vp-p
- Dati elettrici:
- Rumorosità interna: = 12,5 μ V
- Impedenza di ingresso: = 100 MO (10 Hz)
- Corrente circuito input: = 10 nA
- Tensione di calibrazione: 1mV \pm 2 %
- Tensione di depolarizzazione: \pm 900 mV, \pm 5 %
- Reiezione di modo comune: = 140 dB (filtro CA on) = 120 dB (filtro CA off)
- Quantizzazione di ampiezza: 0,95 μ V/LSB
- Tempo recupero apparecchio scarico: < 10 s
- Display: schermo tattile a colori 7"
- Dimensioni - peso: 19,7x11,2x h 2,6 cm - 0,8 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIa

CND
Z12050301

**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di

EAN / GTIN

8023279542301

CODICE GEF

54230



conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1

info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it