

GEF Medica

Batteria Ricaricabile 5000 Mah per 54230-1 - Ricambio

Codice GEF (SKU) **54233**

EAN / GTIN **8023279542332**

Confezione **1 pz.**

Batteria ricaricabile 5000 mah per 54230, 54231 - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279542332

CODICE GEF

54233



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697