



Stampante Termica Bluetooth 3 Canali per 54230

Codice GEF (SKU) **54234**

EAN / GTIN **8023279542349**

Confezione **1 pz.**

Stampante termica bluetooth - 3 canali per 54230

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279542349

CODICE GEF

54234



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697