




Cavo Derivazioni Ecg

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 54302

EAN / GTIN 6947437903679

Confezione 1

CAVO DERIVAZIONI ECG - 5 ELETTRODI - ricambio

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
54302	5 elettrodi a bottone - optional per 54300	6947437903679	1
54303	10 elettrodi a bottone - ricambio per 54300	6947437903686	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12050385

EAN / GTIN

6947437903679

CODICE GEF

54302



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697