



Elettrodi Ecg Monouso

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **54305**

EAN / GTIN **6971457745117**

Confezione **1**

ELETTRODI ECG MONO USO - adulti - conf. da 10 - ricambio

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
54305	adulti - ricambio per 54300	6971457745117	1
54314	ricambio per 54310,54312	6971457741560	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C020501

EAN / GTIN

6971457745117

CODICE GEF

54305



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697