



Registratore ECG Dinamico 24 H

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 54310

EAN / GTIN 6934440102656

Confezione 1

REGISTRATORE ECG DINAMICO 24 H

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: elettrodi
- Derivazioni: una derivazione
- Impedenza in ingresso: $\approx 10\text{MO}$, 10Hz
- CMRR: $\approx 60\text{ dB}$
- Risposta in frequenza: 0,67 ~ 40 Hz
- Frequenza di campionamento: 250 Hz
- Accuratezza campionamento: 16 bit
- Memoria: fino a 10 misurazioni
- Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 3,8V CC, 240mAh
- Autonomia batteria: 168 h
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Dimensioni - Peso: 100x23x10 mm - <20 g (con batteria)
- Protezione: Tipo BF, IP22

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12050403

EAN / GTIN

6934440102656

CODICE GEF

54310



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)