



Monitor Segni Vitali Aiview VS Tablet

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 54400

EAN / GTIN 6941900604773

Confezione 1

MONITOR SEGNI VITALI AIVIEW VS TABLET

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo
- Modalità funzionamento: continuo
- Tensione: CA 100-240 V; 50/60 Hz
- Potenza di ingresso: 0,6 A-0,2 A PR
- Alimentazione: batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, 5000 mAh
- Autonomia batteria: = 360 min, a carica completa
- Tempo di ricarica: 5 ore con apparecchio spento, 13 ore con apparecchio acceso
- Dimensioni - peso: 254×185×28 mm - 1,4 kg
- Schermo LCD a colori: 10,1", 1280×800 pixel, con pannello capacitivo multi-touch
- Fotocamera: fotocamera CMOS a colori, 8 M pixel, 3264×2448
- Referti (con-senza ECG): 70.000 - 550.000
- ECG
- Derivazioni 4 elettrodi: I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Velocità scansione tracciato: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Frequenza di campionamento: 500 Hz
- CMRR: =90 dB
- Impedenza ingresso differenziale: =10 MO
- Intervallo segnali ingresso: da -10,0 mV a +10,0 mV (valore picco-picco)
- SpO2
- Intervallo misurazione SpO2: 0-100% ± 2%
- Lunghezza d'onda: luce rossa: 660 nm, luce infrarossa: 905 nm
- Max. potenza di uscita ottica: =2 mW
- Indice di perfusione (IP): 0,1%- 20%
- PR
- Intervallo misurazione: 30-250 bpm
- Intervallo misurazione da NIBP: 30-250 bpm, ±3 bpm o ±3%, il maggiore dei due valori

- Intervallo misurazione da SpO2: 30-250 bpm, ± 2 bpm o $\pm 2\%$, il maggiore dei due valori
- TEMP
- Intervallo misurazione: 0,0-50,0°C; $\pm 0,1$ °C
- Metodo di misurazione: temperatura termica infrarossi
- Durata della misurazione: 1 s
- NIBP
- Misurazione singola max.: adulti/bambini <180 s
- Intervallo misurazione statica: 0-300 mmHg; ± 3 mmHg
- Pressione iniziale di gonfiaggio: adulti: 80 mmHg-280 mmHg, bambini: 80 mmHg-210 mmHg
- Intervallo di misurazione NIBP:
- SYS: 25-290 (adulti) 25-240 (bambini)
- DIA: 10-250 (adulti) 10-200 (bambini)
- MAP: 15-260 (adulti) 15-215 (bambini)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

Z1203020201

EAN / GTIN

6941900604773

CODICE GEF

54400



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)