



Cavo ECG per Monitor

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 54401

EAN / GTIN 6941900601192

Confezione 1

Cavo ECG 4 derivazioni per 54400 - ricambio

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DERIVAZIONI	EAN	CONFEZIONE
54401	4 derivazioni	6941900601192	1
54406	5 derivazioni	6941900601208	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z1203020280

EAN / GTIN

6941900601192

CODICE GEF

54401



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697