



## CAVO DI COLLEGAMENTO MULTIFUNZIONE ricambio

Codice GEF (SKU) 54407

EAN / GTIN 6941900601215

Confezione 1

Cavo di collegamento multifunzione - ricambio

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6941900601215

CODICE GEF

54407



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697