



## Monitor Paziente Aiview V10

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 54500

EAN / GTIN 6941900600850

Confezione 1

MONITOR PAZIENTE AIVIEW V10

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo tattile: LCD TFT a colori 11,6"
- Risoluzione: 1366×768
- Max. tracciati: 10
- ECG
- Canali ECG: 5 derivazioni
- CMRR:
- Modalità chirurgia, modalità monitoraggio, modalità ST > 105dB
- Modalità diagnostica > 90dB
- Frequenza:
- Modalità diagnostica: 0,05-150 Hz
- Modalità monitoraggio: 0,5-40 Hz
- Modalità chirurgia: 1-20 Hz
- Modalità ST: 0,05-40 Hz
- Impedenza ingresso: =10MO
- ECG 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
- Frequenza campionamento: 500 Hz
- Selezione sensibilità: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, AUTO
- Intervallo frequenza cardiaca: 15-350 bpm
- RESP
- Intervallo misurazione: Bambini: 0-150 rpm / Adulti: 0-120 rpm
- NIBP
- Intervallo misurazione: 0~300 mmHg (0,0~40,0 kPa)
- Modalità: Manuale, Auto, NIBP STAT, Personalizzata multiciclo
- SpO2
- Intervallo misurazione: 0% - 100%
- Temp

- Intervallo misurazione: 0°-50°C (32°-122°F) cute
- Memoria: scheda SD 8G interna
- Memorizzazione dati: registratore NIBP: 2000 serie
- Dati tendenza: 240 h
- Eventi: 1000 serie
- Porte: 1 RJ45, 1 VGA, 2 USB, 1 multi-funzione
- Alimentazione: batteria ricaricabile, 2750 mAh
- Tempo di funzionamento: più di 4 ore
- Dimensioni: 290x170x230 mm
- Peso: ≈3 kg
- Protezione: IPX2, tipo CF anti scossa elettrica
- Voltaggio: 100-240 V, 50/60 Hz

#### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIb**

CND

**Z1203020201**

EAN / GTIN

**6941900600850**

CODICE GEF

**54500**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)