



Simulatore NIBP Ms200

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 54601

EAN / GTIN 6945040102267

Confezione 1

SIMULATORE NIBP MS200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo misurazione pressione arteriosa:
 - - 0-300 mmHg, $\pm 0,5\%$ della lettura
 - - 301-400 mmHg, $\pm 2\%$ della lettura
- Risoluzione: 0,1 kPa, 1 mmHg, 1 cm H₂O, 1 in H₂O, 0,1 psi
- Uscita pressione: 50~400 mmHg
- Intervallo misurazione frequenza cardiaca: 30~250 bpm, ± 1 bpm (tranne condizione paziente)
- Display: LCD a colori 4,3" 65K
- Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60Hz, <60 VA
- Dimensioni - peso: 207×220×h 121 mm - 2,1 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/d

EAN / GTIN
6945040102267

CODICE GEF
54601



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697