



Simulatore Multiparametrico Ms400

Dispositivo medico

Classe n/d

Codice GEF (SKU) 54602

EAN / GTIN 6945040101031

Confezione 1

SIMULATORE MULTIPARAMETRICO MS400

CARATTERISTICHE TECNICHE

- - ECG: ECG 12 derivazioni
- - Frequenza ECG: 0, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 350 bpm
- - Ampiezza: 0,5mV, 1,0mV, 1,5mV e 2,0 mV; $\pm 2\%$
- - Frequenza respiratoria: 0 (Apnea), 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 e 150 r/min; ± 1 r/min
- - Apnea: 12 s, 22 s, 32 s
- - Impedenza: 0,2 ohm, 0,5 ohm, 1,0 ohm et 3,0 ohm; $\pm 3\%$
- - Intervallo temperatura: 0-40°C; $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- - Intervallo IBP:
 - -- 1: -100, 0, 80, 160, 240, 320 e 400 mmHg
 - -- 2: -100, 0, 50, 100, 150, 200 e 250 mmHg
 - -- 3: -100, 0, 20, 40, 60, 80 e 100 mmHg
 - -- 4: P4 traccia i livelli di pressione statica di P3
- - Tastiera: 10 tasti numerici e 7 tasti funzione
- - Display: schermo tattile TFT a colori 3,5"
- - Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile integrata 3700mAh, 3,7 V o alimentatore CC 9V, 1000mA
- - Dimensioni - peso: 188,6x125xh 43,2 mm - 1,4 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

n/d

EAN / GTIN

6945040101031

CODICE GEF

54602



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it