

GEF Medica

Placche Compatibili per Defib. Defibtech

Codice GEF (SKU) 55034

PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione. Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1. Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU. Made in Italy. Compatibili con: • Defibtech - DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLACCHE COMPATIBILI PER ADULTI - monouso Una vasta gamma di placche certificate BSI (British Standard Institute) per pazienti maggiori di 8 anni (25 kg), compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono un paio di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità: 30 mesi (24 mesi per 33584) dalla data di produzione. Senza lattice. Conformi a: Direttiva 93/42/CEE e successivi emendamenti. Dispositivo medico Classe IIb. ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1. Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, GR, RU. Made in Italy. Compatibili con:
- Defibtech - DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
55034

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697