



Telo Portaferiti Pieghevole 200x70 Cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 55995

EAN / GTIN 6974580874013

Confezione 1

Telo portaferiti pieghevole ideale per piccoli trasferimenti di pazienti. Dotato di 10 maniglie. Realizzato in poliestere 600D e rivestito di PVC. Fornito con borsa. Dimensioni: 200x70 cm (senza maniglie), 203x80 cm (con maniglie). Peso: 2,3 kg. Portata: 159 kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

6974580874013

CODICE GEF

55995



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697