



Barella 2 Pieghevole

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 56005

EAN / GTIN 6974580871210

Confezione 1

BARELLA 2 - pieghevole in 2 - nera Barella di soccorso pieghevole in lega di alluminio ad alta resistenza. Leggera, compatta, facile da trasportare e da sterilizzare. Fornita con 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dim. barella aperta cm: 185x50x3
- Dim. barella chiusa cm: 92,5x50x7
- Peso: 6,5 kg
- Portata: 159 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0899EAN / GTIN
6974580871210CODICE GEF
56005

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697