



Barella Impilabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 56010

EAN / GTIN 6974580871241

Confezione 1

56010 BARELLA IMPILABILE - arancione Barella impilabile in lega di alluminio ad alta resistenza e cuoio. Durevole, impermeabile e compatta, impilabile per risparmiare spazio. Fornita con 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dim. barella aperta cm: 188x51x19
- Dim. barella chiusa cm:
- Peso: 3,5 Kg
- Portata: 159 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0899EAN / GTIN
6974580871241CODICE GEF
56010

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697