

Letto da Campo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 56015

EAN / GTIN 6974580870237

Confezione 1

LETTO DA CAMPO - pieghevole - verde Letto da campo pieghevole e leggero in lega di alluminio ad alta resistenza e poliesteri 600D. Utilizzato principalmente in campi militari e in campi di battaglia. Fornito con borsa. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dim. barella aperta cm: 196x75x43
- Dim. barella chiusa cm: 95x20x11
- Peso: 6,4 Kg
- Portata: 159 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

6974580870237

CODICE GEF

56015



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697