




Barella-sedia Pieghevole 2 in 1

Codice GEF (SKU) 56020

EAN / GTIN 8023279560206

BARELLA-SEDIA PIEGHEVOLE 2 IN 1 - arancione Barella di soccorso convertibile in 3 posizioni: sedia, barella aperta e barella chiusa. Realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza e nylon riv

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BARELLA-SEDIA PIEGHEVOLE 2 IN 1 - arancione Barella di soccorso convertibile in 3 posizioni: sedia, barella aperta e barella chiusa. Realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza e nylon rivestito di vinile. Adatta per trasportare pazienti in spazi ristretti, ha due cinture di sicurezza, due maniglie e due ruote per facilitare la mobilità sul terreno. Leggera, impermeabile e facile da trasportare. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279560206

CODICE GEF

56020



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697