



Barella A Cucchiaino Alluminio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **56030**EAN / GTIN **6974580870411**Confezione **1**

Le barelle a cucchiaio consentono ai soccorritori di sollevare il paziente senza muovere il corpo, riducendo il rischio di ulteriori lesioni.

Componenti sganciabili per trasferire e immobilizzare pazienti con fratture e lesioni gravi. I ganci alle due estremità della barella consentono di dividere la struttura principale verticalmente in due pezzi. - utilizzo principalmente in ospedali, centri sportivi e ambulanze - lunghezza regolabile in base al corpo del paziente - all'estremità inferiore (piedi), il telaio ha una conformazione stretta 2 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dim. barelle aperte cm: 168/210x44x7
- Dim. barelle piegate cm: 120x44x9
- Peso: 7,4 kg
- Portata: 160 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

6974580870411

CODICE GEF

56030

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697