



## Barella A Cucchiaino HDPE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 56035

EAN / GTIN 6974580874044

Confezione 1

BARELLA A CUCCHIAIO - HPDE - giallo Le barelle a cucchiaio consentono ai soccorritori di sollevare il paziente senza muovere il corpo, riducendo il rischio di ulteriori lesioni. Componenti sganciabili per trasferire e immobilizzare pazienti con fratture e lesioni gravi. I ganci alle due estremità della barella consentono di dividere la struttura principale verticalmente in due pezzi. - utilizzo principalmente in ospedali, centri sportivi e ambulanze - lunghezza regolabile in base al corpo del paziente - all'estremità inferiore (piedi), il telaio ha una conformazione stretta - stabilità termica della superficie polimerica per maggiore confort

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dim. barelle aperte cm: 161/210x45x6
- Dim. barelle piegate cm: 120x44,5x7
- Peso: 8 kg
- Portata: 160 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

6974580874044

CODICE GEF

56035



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697