



Sedia Portantina Pieghevole

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 56050

EAN / GTIN 6974580875010

Confezione 1

SEDIA PORTANTINA PER SCALE - pieghevole - blu Sedie portantine pieghevoli in resistente lega di alluminio e PVC impermeabile. Adatte per salire e scendere le scale con i pazienti. 4 ruote, 2 delle quali con freno, 3 cinture di sicurezza in fibra di polipropilene con fibbia in plastica. 2 ruote anteriori con freno. Facili da pulire e sterilizzare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 84x52x91 cm
- Dimensioni sedia piegata: 97x52x17 cm
- Portata: 160 kg
- Peso: 9,5 kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
56050	blu	6974580875010	1
56053	gialla/nera	6974580875034	1
56057	nera	6974580875041	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

6974580875010

CODICE GEF

56050



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697