



4 MANICHINI CPR PRACTI-MAN ADVANCE

Codice GEF (SKU) **56501**

EAN / GTIN **8437010778162**

Confezione **1**

4 MANICHINI RCP PRACTI-MAN ADVANCE Manichini per corsi di addestramento RCP: - simulazione RCP per adulti e bambini con un manichino - selettore a 3 posizioni: adulto, bambino, test - sistema realistico delle funzioni respiratorie - manovra di sublussazione della mandibola - formazione DAE Include 4 manichini, 20 polmoni, 8 valvole, 1 borsa per trasporto con tappetino. Manuale multilingue: GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE* (*solo su www.gefmedica.it)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8437010778162

CODICE GEF

56501



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697