



POLMONI PRACTI-MAN ricambio

Codice GEF (SKU) 56504

EAN / GTIN 8023279565041

Confezione 1

Polmoni di ricambio per PRACTI-MAN.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279565041

CODICE GEF

56504



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697