



LAERDAL LITTLE BABY

Codice GEF (SKU) **56509**

EAN / GTIN **7045432094862**

Confezione **1**

LAERDAL LITTLE BABY QCPR - 133-01050 Dotato di sistema di feedback della Qualità della RCP per aiutare gli istruttori a migliorare la qualità, l'efficienza e l'impegno degli studenti nell'addestramento RCP. In conformità alle attuali linee guida, forniscono dati sulla frequenza e profondità delle compressioni toraciche, sul completo rilascio, sul tempo di sospensione della RCP e sulla ventilazione attraverso la nuova App QCPR Training, Skill Guide disponibile tramite cavo RC. Contenuto della confezione: - Little Baby QCPR (manichino) - 6 salviette - tuta per manichino - custodia morbida per il trasporto - guida per l'utente - informazioni sui prodotti - 2 batterie AA

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

7045432094862

CODICE GEF

56509



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697