



LAERDAL LITTLE ANNE

Codice GEF (SKU) **56510**

EAN / GTIN **0704543207997**

Confezione **1**

LAERDAL LITTLE ANNE QCPR - 123-01050 Dotato di sistema di feedback della Qualità della RCP per aiutare gli istruttori a migliorare la qualità, l'efficienza e l'impegno degli studenti nell'addestramento RCP. In conformità alle attuali linee guida, forniscono dati sulla frequenza e profondità delle compressioni toraciche, sul completo rilascio, sul tempo di sospensione della RCP e sulla ventilazione attraverso la nuova App QCPR Training, Skill Guide disponibile tramite cavo RC. Contenuto della confezione: - Little Anne QCPR (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree) - 6 salviette per manichini - giacca - custodia morbida / materassino da allenamento

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0704543207997

CODICE GEF

56510



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697