



LAERDAL LITTLE FAMILY PACK

Codice GEF (SKU) **56512**

EAN / GTIN **0704543209559**

Confezione **1**

LAERDAL LITTLE FAMILY PACK QCPR - 136-01050 Little Family Pack QCPR è un set di manichini per l'addestramento RCP, composto da un torso adulto (Little Anne QCPR), uno pediatrico (Little Junior QCPR) e un corpo intero di lattante (Little Baby QCPR); una valigia trolley facilitata il trasporto e la custodia. Tutti sono dotati di sistema di feedback della Qualità della RCP per aiutare gli istruttori a migliorare la qualità, l'efficienza e l'impegno degli studenti nell'addestramento RCP. In conformità alle attuali linee guida, forniscono dati sulla frequenza e profondità delle compressioni toraciche, sul completo rilascio, sul tempo di sospensione della RCP e sulla ventilazione attraverso la nuova App QCPR Training, Skill Guide disponibile tramite cavo RC. Contenuto della confezione: Little Anne QCPR (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree), Little Junior QCPR (manichino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree), Little Baby QCPR (manichino, 6 vie aeree), 18 fazzolettini per manichino, 3 tappetini per la formazione e un'ampia valigia trolley.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0704543209559

CODICE GEF

56512



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697