



Gel per Ustioni Sterile

3 varianti

Codice GEF (SKU) 57010

Confezione 1

Gel per Ustioni Sterile

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
57010	flacone 118 ml - sterile		1
57012	bustina 3 g - sterile		1
57013	bustina 3 g - sterile (57013)		1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
57010



ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE
GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697