



Maschera Laringea Monouso PVC

Dispositivo medico

Classe IIa

7 varianti

Codice GEF (SKU) 57580

EAN / GTIN 6972091921882

Confezione 1

MASCHERE LARINGEE MONOUSO IN PVC Maschera laringea N. 1,0
Peso del paziente: fino a 5 kg Volume gonfiaggio cuffia: 4 ml
Lunghezza tubo: 87 mm Adatte per anestesia e medicina di emergenza, per gestire le vie aeree, diminuendo il dolore e la tosse.
Tubo con cuffia gonfiabile da inserire nella faringe. In PVC, sono costituite da tubo per le vie aeree, maschera laringea, connettore, tubo pilota, valvola, palloncino pilota, valvola di sgonfiaggio e

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
57580	1	6972091921882	1
57581	1,5	6972091921899	1
57582	2	6972091921905	1
57583	2,5	6972091921912	1
57584	3	6972091921929	1
57585	4	6972091921936	1
57586	5	6972091921943	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R01020199

EAN / GTIN

6972091921882

CODICE GEF

57580



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697