



Tubo Endotracheale Non Cuffiato

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) 57640

EAN / GTIN 6972091920199

Confezione 1

TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC SENZA CUFFIA - sterili Tubo endotracheale senza cuffia Ø 3,0 mm Lunghezza tubo: 17,0 cm - linee radiopache resistenti a spaccature - occhi di Murphy lisci - tubi termosensibili resistenti a schiacciamento

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
57640	3 mm	6972091920199	1
57641	4 mm	6972091920212	1
57642	4,5 mm	6972091920229	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R010399

EAN / GTIN

6972091920199

CODICE GEF

57640



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697