



Tubo Endotracheale Cuffiato

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 57651

EAN / GTIN 6972091920038

Confezione 1

TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC CON CUFFIA - sterili Tubo endotracheale con cuffia Ø 3,5 mm Lunghezza tubo: 18,5 cm Pareti resistenti per garantire un'adeguata ventilazione a tutti i pazienti. La varietà di misure garantisce il mantenimento di vie aeree sicure durante tutto l'intervento chirurgico. - cuffie cilindriche ad alto volume e bassa pressione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
57651	3,5 mm	6972091920038	1
57660	8 mm	6972091920120	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R010399

EAN / GTIN

6972091920038

CODICE GEF

57651



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697