



Tubo Endotracheale Cuffiato

Dispositivo medico

Classe IIa

12 varianti

Codice GEF (SKU) **57663**

EAN / GTIN **6972091920168**

Confezione **1**

TUBI ENDOTRACHEALI IN PVC CON CUFFIA - sterili Tubo endotracheale con cuffia Ø 10 mm Lunghezza tubo: 32,5 cm Pareti resistenti per garantire un'adeguata ventilazione a tutti i pazienti. La varietà di misure garantisce il mantenimento di vie aeree sicure durante tutto l'intervento chirurgico. - cuffie cilindriche ad alto volume e bassa pressione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
57663	10 mm	6972091920168	1
57650	3 mm	6972091920021	1
57652	4 mm	6972091920045	1
57653	4,5 mm	6972091920052	1
57654	5 mm	6972091920069	1
57655	5,5 mm	6972091920076	1
57656	6 mm	6972091920083	1
57657	6,5 mm	6972091920090	1
57658	7 mm	6972091920106	1
57659	7,5 mm	6972091920113	1
57661	8,5 mm	6972091920137	1
57662	9 mm	6972091920144	1

CLASSE DM

Ila

CND

R010399

EAN / GTIN

6972091920168

CODICE GEF

57663



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it