



Cannula Tracheostomica Non Cuffiata

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) 57671

EAN / GTIN 6972091921356

Confezione 1

Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 4,0 mm Cannule curve che creano una via aerea in pochi secondi in situazioni di emergenza mediante il loro inserimento in uno stoma tracheostomico, ovvero un'apertura creata chirurgicamente nel collo e nella trachea. Il tubicino cavo, con o senza cuffia, viene inserito direttamente nella trachea tramite un'incisione chirurgica, utilizzando una tecnica di dilatazione progressiva filoguidata. - realizzate in PVC di qualità medica, atossico, trasparente e antischiacciamento per proteggere il tessuto delicato delle mucose - la punta smussa e liscia dell'otturatore riduce il trauma durante l'inserimento - piastra per collo con misura stampata per facilitare l'identificazione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
57671	4 mm	6972091921356	1
57672	4,5 mm	6972091921363	1
57673	5 mm	6972091921370	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R0105010102

EAN / GTIN

6972091921356

CODICE GEF

57671



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697