



Cannula Tracheostomica Cuffiata

Dispositivo medico

Classe IIa

7 varianti

Codice GEF (SKU) 57679

EAN / GTIN 6972091921240

Confezione 1

Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 6,0 mm Cannule curve che creano una via aerea in pochi secondi in situazioni di emergenza mediante il loro inserimento in uno stoma tracheostomico, ovvero un'apertura creata chirurgicamente nel collo e nella trachea. Il tubicino cavo, con o senza cuffia, viene inserito direttamente nella trachea tramite un'incisione chirurgica, utilizzando una tecnica di dilatazione progressiva filoguidata. - realizzate in PVC di qualità medica, atossico, trasparente e antischiacciamento per proteggere il tessuto delicato delle mucose - la punta smussa e liscia dell'otturatore riduce il trauma durante l'inserimento - piastra per collo con misura stampata per facilitare l'identificazione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
57679	6 mm	6972091921240	1
57680	6,5 mm	6972091921257	1
57681	7 mm	6972091921264	1
57682	7,5 mm	6972091921271	1
57683	8 mm	6972091921288	1
57684	8,5 mm	6972091921295	1
57685	9 mm	6972091921301	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R0105020102

EAN / GTIN

6972091921240

CODICE GEF

57679



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697