



# Mascherina Monouso N. 0 Neonato

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 57700

EAN / GTIN 8023279577006

Confezione 1

Mascherina N° 0 - neonato - bianca MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA - LATEX FREE Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente. Fornite di connettore per gonfiaggio e gancio. Disponibile in 7 misure.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03010199

EAN / GTIN

8023279577006

CODICE GEF

57700



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697