



Mascherina Monouso

Dispositivo medico

Classe IIa

6 varianti

Codice GEF (SKU) **57701**EAN / GTIN **8023279577013**Confezione **1**

Mascherina N° 1 - neonato/large - rosa MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA - LATEX FREE Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente. Fornite di connettore per gonfiaggio e gancio. Disponibile in 7 misure.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
57701	1 - infante	8023279577013	1
57702	2 - bambino	8023279577020	1
57703	3 - bambino/large	8023279577037	1
57704	4 - adulto	8023279577044	1
57705	5 - adulto/large	8023279577051	1
57706	6 - adulto/extra large	8023279577068	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03010199

EAN / GTIN

8023279577013

CODICE GEF

57701

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697