



Mascherina Monouso Ultra

Dispositivo medico

Classe IIa

5 varianti

Codice GEF (SKU) 57711

EAN / GTIN 8023279577112

Confezione 1

Mascherina N°1 – neonato – rosa Indicate per Kg: 2-10 MASCHERINE ULTRA – ANESTESIA Mascherine monouso. Design antiscivolo e forma anatomica per una perfetta indossabilità. Visibilità ottimale, aderiscono perfettamente. Provviste di gancio. Grado medico senza PVC, senza ftalati. Latex free.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
57711	1 - infante	8023279577112	1
57712	2 - bambino	8023279577129	1
57713	3 - adulto small	8023279577136	1
57714	4 - adulto media	8023279577143	1
57715	5 - adulto large	8023279577150	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03010101

EAN / GTIN

8023279577112

CODICE GEF

57711



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697