



Cannule di Guedel 50 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **57752**EAN / GTIN **8023279577525**Confezione **1**

CANNULE DI GUEDEL - NON STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI •
Cannula Guedel 50 mm • blu • neonato - 00 Cannule di Guedel dalla
superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del
paziente. Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R010102

EAN / GTIN

8023279577525

CODICE GEF

57752

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697