



Cannule di Guedel 70 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **57754**EAN / GTIN **8023279577549**Confezione **1**

CANNULE DI GUEDEL - NON STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI • Cannula Guedel 70 mm • bianca • ragazzo - 1 Cannule di Guedel dalla superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del paziente. Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R010102

EAN / GTIN

8023279577549

CODICE GEF

57754

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697