



Cannule di Guedel 90 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **57756**EAN / GTIN **8023279577563**Confezione **1**

CANNULE DI GUEDEL - NON STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI • Cannula Guedel 90 mm • gialla • adulti/small - 3 Cannule di Guedel dalla superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del paziente. Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R010102

EAN / GTIN

8023279577563

CODICE GEF

57756

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697