



## Cannule di Guedel

Dispositivo medico

Classe I

9 varianti

Codice GEF (SKU) 57757

EAN / GTIN 8023279577570

Confezione 1

CANNULE DI GUEDEL - NON STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI •  
Cannula Guedel 100 mm • rossa • adulti/med - 4 Cannule di Guedel  
dalla superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del  
paziente. Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
57757	100 mm	8023279577570	1
57758	110 mm	8023279577587	1
34383	120 mm	8023279343830	1
57751	40 mm	8023279577518	1
57752	50 mm	8023279577525	1
57753	60 mm	8023279577532	1
57754	70 mm	8023279577549	1
57755	80 mm	8023279577556	1
57756	90 mm	8023279577563	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R010102

EAN / GTIN

8023279577570

CODICE GEF

57757



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697