



Cannule di Guedel 110 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **57758**EAN / GTIN **8023279577587**Confezione **1**

CANNULE DI GUEDEL - NON STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI •

Cannula Guedel 110 mm • arancione • adulti/large - 5 Cannule di Guedel dalla superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del paziente. Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

R010102

EAN / GTIN

8023279577587

CODICE GEF

57758

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697