



# Lama Monopaziente F.o. Miller N. 0 Neonati

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) **57991**EAN / GTIN **8961102787980**Confezione **1**

LAME PER LARINGOSCOPI F.O. MONOUSO • Lama MILLER N° 0 - Neonato Conformi a ISO 7376 Green System. L'ingombro ridotto riduce il trauma ai denti, facilita l'accesso con un'apertura limitata della bocca e migliora la visualizzazione della laringe. Il blocco di plastica ad alta resistenza, insieme alla spatola metallica, fornisce una grande resistenza a tutta la lama, paragonabile a quella delle lame metalliche riutilizzabili. Design più sottile per facilitare la manovrabilità e l'intubazione.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IS**

CND

**R9002**

EAN / GTIN

**8961102787980**

CODICE GEF

**57991**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697