



Manico F.O. LED a Batteria Monopaziente Pronto All'uso 145 Klux- Pediatrico

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 58018

EAN / GTIN 8961102788703

Confezione 1

MANICI F.O. LED MONOUSO 2,5 V Manico "RTU" (pronto all'uso) - pediatrico - conf. da 10 - leggeri, adatti per uso ospedaliero quotidiano - monouso, evitano infezioni crociate - conformi a ISO 7376 Green System - soluzione perfetta per risolvere problemi di pulizia sul campo EMS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- IRC: >110
- Materiale: ABS
- Lux: 145K
- Temperatura: 4500K
- Batterie: senza mercurio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
Z12021080EAN / GTIN
8961102788703CODICE GEF
58018

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697