



Set Laringoscopio F.o. Maxlite Flexi 1 Lama Mc-intosh 3

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 58070

EAN / GTIN 8023279580709

Confezione 1

Set deluxe che include un manico F.O. ricaricabile, una F.O. Mc Intosh n. 3 e una lampadina. La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili. Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti. - costruzione in acciaio inox, finitura opaca - utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green" - compatibile con le norme "Green" ISO 7376

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021003

EAN / GTIN

8023279580709

CODICE GEF

58070



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697